

**High-End Premium
Instrumente**

für jede
Vollkeramik

Ein System

für perfekten Glanz

**Schnell und
effizient**

ohne
Kompromisse



Carsten Fischer, sirius ceramics
Frankfurt/Main, Germany

Unser Ziel:
High-End Premium Instrumente
vom Profi für den Profi.
Für perfekte Oberflächen!

Glatt. Glänzend. Panther.



- ✓ Das Zwei-Stufen-Finish zum Glanz
- ✓ Perfekte Oberfläche für den Antagonistenschutz
- ✓ Sehr lange Standzeit
- ✓ Sofort einsetzbar
- ✓ Abgestimmte Formenauswahl



Benjamin Votteler

Dentaltechnik Votteler GmbH & Co. KG, www.votteler.eu





„Ich war vom ersten Moment begeistert! Besonders bei e.max bekomme ich messerscharfe Kanten.“



Uwe Gehring

Made by Uwe Gehring
www.madeby-ug.com




„Das System ist eine Bereicherung am Markt.“



Björn Pfeiffer

Rauschelbach Zahntechnik
www.rauschelbach.de



„Makelloser Glanz für höchste Ansprüche.“

Was Anwender wollen...

Die Möglichkeiten und Indikationen der modernen Vollkeramik sind sehr vielfältig. Um auf alle Anforderungen eine Antwort zu haben, wurden Experten nach ihren Wünschen und Erwartungen befragt. Das Ergebnis ist Premium-Finish für jede Anwendung.

Für jede Indikation die erste Wahl

Zirkon, monolithisch oder teilverblendet

Hochfestes Zirkon bedingt eine spezifische, schonende Bearbeitung der finalen Oberfläche. Zur korrekten Bearbeitung wurde das zwei-stufige Panther Bearbeitungsprotokoll entwickelt. So kann der Wunsch nach rationellem Vorgehen und makelloser Zirkon Oberfläche erfüllt werden.



Lithium-Disilikat (LS₂) Glaskeramik

Presskeramische Indikationen haben oft sehr feine Strukturen, Ränder und Leisten die splitterfrei bearbeitet werden müssen. Selbst scharfe Ränder und feinste Bereiche bei Teilkronen, Inlays und Veneers können mit der Panther Edition sicher gestaltet werden.



Konventionelle Verblendkeramik

Feldspatkeramik steht für optimale high-end Ästhetik. Form, Kontur und Oberfläche sind die besonderen natürlichen Merkmale dabei. Scharfe zervikale Ränder und eine funktionell geschliffene Schneidekante unterstreichen darüber hinaus die Stärken der Panther Edition.



Das Premium
Finish.

 panther



Die Vorstufe (smooth) wird im 1. Schritt verwendet. Die Glanzstufe (gloss) erreicht mühelos den gewünschten Glanzgrad.



Abgestimmte Geometrien und die besonderen Eigenschaften der Instrumente erreichen feinste Partien.





Die Vorstufe (smooth) kann feine Akzente setzen und Ihre Wunschform betonen. Auch Schneidekanten können sauber definiert werden. Im finalen Schritt werden die Partien durch die Glanzstufe (gloss) zum makellosen Hochglanz aufpoliert.



und noch
viel mehr...



Besonders in der Implantatprothetik gewinnt die korrekte Oberflächenbearbeitung zunehmend an Bedeutung. Mit unserer Vorstufe lila erreichen Sie besonders in den sub-mukösen Bereichen die gewünschte matte Reustraughigkeit von Sa-Wert: 0,21 - 0,4 μm .



Vertrieb durch:

 panther
Das Premium-Finish



SUN Oberflächentechnik GmbH

Otto-Hahn-Straße 12, 75248 Ölbronn-Dürrn, Deutschland

Tel. +49.7237. 4 86 33-0

Fax: +49.7237. 4 86 33-20

info@SUNgmbh.de

www.SUNgmbh.de

 **SUN**
SUN Oberflächentechnik GmbH
made in Germany